

MNP TIPS FULL COVERAGE BALLERINA (240 Pezzi suddivisi in 12 Misure)



FULL COVERAGE TIPS - BALLERINA

SKU 409025

Descrizione

Tips a copertura totale che consentono di creare allungamenti in tempi record. Realizza un full set in modo super veloce con queste tips in prima: basterà preparare correttamente l'unghia naturale e seguire il semplice disciplinare di applicazione per ottenere allungamenti resistenti in meno di un'ora. La loro struttura, più sottile nella porzione che poggia sull'unghia naturale e più rigida sul bordo libero, garantisce resistenza e forma sempre perfette. Ideali da utilizzare anche in abbinamento al gel costruttore preferito. Il materiale di cui sono fatte è soak off, consentendo la realizzazione di ricostruzioni non permanenti che si possono rimuovere tramite impacco con remover. Limabili ed extra sottili, consentono il refill. Set da 240 pezzi, suddivisi in 12 misure. Colore trasparente.

Consigli

Applicazione Tips & Base Coat

1. Selezionare le full coverage tips della misura corretta: è necessario coprire perfettamente l'unghia, da un muro laterale all'altro. Se necessario, optare per una misura più grande e limare delicatamente i margini per adeguarla all'unghia naturale.
2. Utilizzando la fresa e la punta a trapezio diamantata (o il cilindro abrasivo 180) opacizzare l'interno della tip, in corrispondenza dell'area che si andrà ad appoggiare sull'unghia naturale. Rimuovere la polvere passando un pad imbevuto di MNP UV Gel Cleanser.
3. Eseguire una perfetta manicure, opacizzando l'unghia naturale con un buffer o una lima dal grit 180 e applicare i preparatori (prima MNP Nail Prep, poi MNP Ultrabond) lasciandoli asciugare entrambi all'aria per 30 secondi.
4. Stendere la base MNP preferita sull'unghia naturale e polimerizzare in lampada UV/LED per 1/2 minuti.
5. Applicare uno strato sottile di MNP Ultrabond all'interno della tip, sulla zona precedentemente opacizzata, e fare asciugare all'aria.
6. Rilasciare una goccia di base coat preferibilmente rubber (MNP Universal Base o MNP Fiber Base) all'interno della tip.
7. Avvicinare la tip all'unghia, mantenendo un'angolazione di circa 45° a partire dalla zona cuticola. Successivamente, premere leggermente la tip sull'unghia, facendo nel contempo diffondere la base in modo da coprire lo spazio tra la tip e l'unghia stessa.
8. Eseguire una prima polimerizzazione con una lampada one finger per 10/15 secondi, tenendo premuta la tip sull'unghia.
9. Finalizzare la polimerizzazione in lampada UV/LED per altri 60 secondi.
10. Passare un pad imbevuto di MNP UV Gel Cleanser sulla tip, avendo cura di passarla anche sotto il bordo libero. Se necessario, accorciare la lunghezza con la lima.
11. Limare delicatamente la zona cuticola della tip, abbassandola fino a sfumarla perfettamente con l'unghia naturale. Passare il buffer sulla superficie della tip, spolverare con MNP Kabuki Nail Duster e pulire di nuovo con un pad imbevuto di MNP UV Gel Cleanser.
12. È ora possibile procedere con l'applicazione del gel polish (MNP, ME, TOP NOTCH) preferito come da protocollo.
13. Sigillare con il top coat (MNP, ME, TOP NOTCH) preferito come da protocollo.



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

MNP TIPS FULL COVERAGE BALLERINA (240 PEZZI SUDDIVI IN 12 MISURE):



Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.